

ORTOPEDICKÁ PROTETIKA A REHABILITACE

katalog produktů



Poznejte, **kdo jsme**

Firma A-ORTO s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na poskytování komplexní péče v oblasti ortopedické protetiky, rehabilitace a výrobu individuálně zhotovených ortopedických pomůcek s využitím nejnovějších postupů a moderních technologií.



Individuální a přátelský přístup

Ke každému pacientovi přistupujeme vždy individuálně a snažíme se dosáhnout správné návaznosti mezi jednotlivými zdravotnickými obory. Tento komplexní přístup může pacientovi umožnit ucelenější léčbu a je zde větší předpoklad pro dosažení lepšího výsledku v celkové dlouhodobé terapii pacienta.



SPOLEHLIVOST



KVALITA



RYCHLOST

Obsah katalogu



Protézy dolních
a horních končetin



Epitézy



Trupové ortézy



Končetinové ortézy



Ortopedické vložky



Senzomotorické
ortopedické vložky



Sériové ortézy



Rehabilitační a cvičební
pomůcky



Rehabilitace

PROTÉZY

Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny, ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu páhýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).

Protéza HK a DK

- úprava protézy - (max. 2x za rok) 30/4100003
- oprava protézy - (max. 2x za rok) 30/4100004
- oprava myoelektrické protézy - (max. 2x za rok) 30/4100005

Předepisující: CHR, NEU, ORP, ORT, REH

Protézy horních končetin

Dospělí

- protéza HK - *prvovybavení* 24/4000014
- protéza HK - *standard* 24/4000015
- protéza HK - *speciální* 24/4000016
- protéza HK - *myoelektrická (od 16 let)* 24/4000017

Děti

- protéza HK - *individuální (do 18 let včetně)* 24/4000019
- protéza HK - *myoelektrická (do 15 let včetně)* 24/4000018



Protézy dolních končetin

TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACE

Dospělí

- *prvovybavení* 24/ 4000023
- stupeň aktivity I - *interiérový typ uživatele* 24/4000024
- stupeň aktivity II - *limitovaný exteriérový typ uživatele* 24/4000025
- stupeň aktivity III - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele* 24/4000026
- stupeň aktivity IV - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky* 24/4000027

Děti

- protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044



ORP - ortopedický protetik **ORT** - ortoped **REH** - rehabilitační lékař **CHR** - chirurg
NEU - neurolog **PCH** - plastický chirurg **S7** - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

EXARTIKULACE V KOLENI

Dospělí

- *prvovybavení 24/ 4000028*
- stupeň aktivity I - *interiérový typ uživatele 24/4000029*
- stupeň aktivity II - *limitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000030*
- stupeň aktivity III - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000031*
- stupeň aktivity IV - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky 24/4000032*

Děti

- *protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044*



TRANSFEMORÁLNÍ AMPUTACE

Dospělí

- *prvovybavení 24/4000033*
- stupeň aktivity I - *interiérový typ uživatele 24/4000034*
- stupeň aktivity II - *limitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000035*
- stupeň aktivity III - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000036*
- stupeň aktivity IV - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky 24/4000037*
- *protéza DK - bionický kloub (stupeň aktivity III a IV) 24/4000043*

Děti

- *protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044*



EXARTIKULACE V KYČELNÍM KLOUBU

Dospělí

- *prvovybavení 24/ 4000038*
- stupeň aktivity I - *interiérový typ uživatele 24/4000039*
- stupeň aktivity II - *limitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000040*
- stupeň aktivity III - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000041*
- stupeň aktivity IV - *nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky 24/4000042*
- *protéza DK - bionický kloub (stupeň aktivity III a IV) 24/4000043*

Děti

- *protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044*



Předepisující: CHR, ORP, ORT, REH

EPITÉZY

Kosmetické náhrady části těla (nejčastěji prstů ruky) zhotoveny z PVC kosmetického návleku používaného při výrobě protéz.

Epitéza končetinová

- 24/4000054

Předepisující: CHR, ORP, ORT, REH, PCH

Epitéza obličejová

- 24/4000055

Předepisující: CHR, ORP, ORT, REH, PCH



TRUPOVÉ ORTÉZY

Trupové ortézy kompenzují poruchy páteře pomocí biomechaniky a technických možností. Aplikace trupové ortézy by měla být vždy součástí komplexního léčebného procesu, ve kterém nesmí chybět pravidelné kontroly u lékaře a rehabilitace. U některých typů trupových ortéz a vad páteře je nutné, aby pacient prováděl rehabilitační cvičení vždy s nasazenou ortézou.

Trupová ortéza typ JEWETT

Indikace: ke stabilizaci a odlehčení páteře Th10 - L3, při kompresních frakturách, těžkých osteoporózách, metastázách, akutní a pooperační případy

- dospělí 24/4000007
- do 18 let včetně 24/4000006



Ortéza páteře typ MIAMI

Indikace: stabilizace krční a hrudní páteře max. Th7, kompresní fraktury, stabilizace po operaci meziobratlové ploténky, patologické změny páteře, akutní a pooperační případy

- pouze hrudní část, nebo s krčním límcem - 24/400007



ORP - ortopedický protetik **ORT** - ortoped **REH** - rehabilitační lékař **CHR** - chirurg
NEU - neurolog **PCH** - plastický chirurg **S7** - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

Spinomed

Indikace: osteoporotická/kompresivní fraktura obratlů v oblasti hrudní a bederní páteře, juvenilní Scheuermannova nemoc, hyperkyfóza s chronickou bolestí zad, kompresivní zlomenina obratle/obratlů

- dospělí 24/4000007
- do 18 let včetně 24/4000006



Chenau

Indikace: pro skoliózy do 45°, které nemají vrchol výše než Th6. Pro skoliózy s vrcholem až do Th8 v případě, že je ortéza vybavena přední duralovou sponou

- dospělí 24/4000005
- do 18 let včetně 24/4000006



CBW

Indikace: ke korekci skolióz do 45° a derotací obratlů v oblasti páteře do Th6

- dospělí 24/4000005
- do 18 let včetně 24/4000006



TLSO

Indikace: ke korekci nebo stabilizaci skolióz

- dospělí 24/4000005
- do 18 let včetně 24/4000006



Trupová ortéza na rovnání zad u VDT

Indikace: posturální kyfóza Th páteře, bolesti a funkční poruchy Th páteře – entezopatie apod

- dospělí 24/4000009
- do 18 let včetně 24/4000010

Elastický bederní a hrudní pás

Indikace: při obtížích, jejichž příčina je v bederní oblasti páteře a je zapotřebí její zpevnění.

- dospělí 24/4000009
- do 18 let včetně 24/4000010



Předepisující: CHR, NEU, ORP, ORT, REH

KONČETINOVÉ ORTÉZY

Ortéza je externě aplikovaná pomůcka, která modifikuje strukturální nebo funkční charakteristiky nervového, svalového a skeletárního systému (definice podle ISO 8549). Aby byla vytvořena funkční pomůcka, konzultujeme pacientovu diagnózu a cíl terapie vždy s jeho ošetřujícím odborným lékařem a v ideálním případě i s jeho fyzioterapeutem.



Horní končetina

- ortéza individuálně zhotovená – **do 18 let včetně 24/4000012**
- ortéza individuálně upravená – **z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy 24/4000013**



Dolní končetina

- ortéza individuálně zhotovená – **dospělí 24/4000020**
- ortéza individuálně zhotovená – **do 18 let včetně 24/4000021**
- ortéza individuálně upravená – **z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy 24/4000022**
- úprava ortézy individuálně zhotovené – **30/4100001**
- oprava ortézy individuálně zhotovené – **30/4100002**



Polohovací dlahy

Indikace: pooperační, pórázová rigidní dlahy s možností korekce.

- **dospělí 24/4000020**
- **do 18 let 24/4000021**



AFO ortéza na chození

Indikace: ortográdní postavení Pes calcaneus, Pes planovalgus, Pes equinus.

- **dospělí 24/4000020**
- **do 18 let 24/4000021**

ADM dlahy

Indikace: Pes equinovarus
(vhodné pro starší děti)

• do 18 let 24/4000021



Ponsetiho dlahy

Indikace: Pes equinovarus
(vhodné pro mladší děti)

• do 18 let 24/4000021



Sarmiento ortéza

Indikace: odlehčení částí
chodidla přenosem zatížení
přes patelu.

• dospělí 24/4000020

• do 18 let 24/4000021



Individuální kolenní ortéza

Indikace: nedostatečná
funkce extenzorů kolene,
rekurvace kolenního kloubu,
nestabilita bočních vazů.

• dospělí 24/4000020

• do 18 let 24/4000021



Dlahy dle MUDr. Maříka

Indikace: ke korekci valgózního
nebo varózního postavení
kolenního kloubu

• do 18 let 24/4000021



Individuální KAFO ortéza

Indikace: nahrazuje částečně
nebo úplně oslabené
nebo ztracené svalové a
kloubní funkce postižené
končetiny.

• dospělí 24/4000020

• do 18 let 24/4000021



Typ SWASH

Indikace: spastická hemiplegie,
diplegie a kvadruplegie. Používá se po
léčbě botulotoxinem a k pooperační
stabilizaci, kdy je nutná abdukce
u flexe i extenze.

• do 18 let 24/4000021



Typ ATLANTA

Indikace: u jednostranných
nebo oboustranných aseptických
nekróz hlavičky kyčelního
kloubu, k doléčení kyčelních
dysplazií a pozánětlivých stavů
v oblasti kyčle.

• do 18 let 24/4000021



Předepisující: CHR, NEU, ORP, ORT, REH

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Ortopedické vložky jsou určeny pro korekci některé z těchto ortopedických vad, případně jejich kombinaci – podélně nebo příčně plochá noha, valgózní nebo varózní postavení nohy, patní ostruha a otlaky, kladívkové prsty, zkraty končetin, diabetická noha.

PRO DĚTI

Vložky ortopedické individuálně zhotovované

Indikace: vložky dle sejmutých měrných podkladů pro ortopedická lehčí postižení dětské nohy, neurologicky podmíněné deformity nohy

• 24/4000053

Předepisující: ORP, ORT, REH, REV




Vložky ortopedické speciální individuálně zhotovované

Indikace: vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složitější vady nebo kombinaci více deformí

• 24/4000052

Předepisující: DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV




PRO DOSPĚLÉ

Vložky ortopedické speciální individuálně zhotovované

Indikace: vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složitější vady nebo kombinaci více deformí

• 24/4000052

Předepisující: DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV



ORP - ortopedický protetik **ORT** - ortoped **REH** - rehabilitační lékař **CHR** - chirurg
NEU - neurolog **PCH** - plastický chirurg **S7** - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

SENZOMOT. ORTOPEDICKÉ VLOŽKY


Vložky jsou ortézy, které mají, společně s obuví, na chodidlo korekční, podpírací a stimulační účinek. Mají přímý vliv na postavení chodidel a nepřímý vliv na postavení kolenních kloubů, kyčlí, pánve, páteře a hlavy. Vložky nepůsobí nikdy pouze korekčně, podpůrně nebo stimulačně, nýbrž v kombinaci těchto účinků.



Dospělí

• 24/4000052

Vložky jsou nejčastěji indikovány při bolestech zad, bolestech hlavy, při zvýšeném napětí svalstva oblasti bederní a krční páteře a při bolestech kloubů dolních končetin.



Sport

• 24/4000052

Vložky jsou nejčastěji indikovány při potížích s kolenními klouby, hlezenními klouby a Achillovou šlachou, při pálení chodidel, při přetížení lýtkových a stehenních svalů.



Děti

• 24/4000052

Vložky se indikují nejdříve půl roku od chvíle, kdy dítě začalo samostatně chodit, nebo při výrazně znatelných vadách stereotypu chůze (např. chůze po špičkách, asymetrická chůze).



Neuro

• 24/4000052

Indikace vhodná i u neuro pacientů (DMO, trisomie 21. chromozomu, Spina Bífida, CMP, ALS, Kraniocerebrální trauma, Parkinsonova choroba, RS). Možnost i jako součást ortézy.

Předepisující: DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV

SÉRIOVÉ ORTÉZY

Jsme poskytovateli individuálních i sériových pomůcek. Vhodnou pomůcku můžete na naší výdejně ve Zlíně a Uherském Hradišti přímo zakoupit, popřípadě objednat ze širokého spektra katalogů českých i zahraničních firem. S výběrem vhodné pomůcky vám rádi pomůžeme.



• Sériová bandáž zápěstí



• Sériová hlezenní bandáž



• Sériová kolenní bandáž



• Sériový bederní pás

ORP - ortopedický protetik **ORT** - ortoped **REH** - rehabilitační lékař **CHR** - chirurg
NEU - neurolog **PCH** - plastický chirurg **S7** - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

REHABILITAČNÍ A CVIČEBNÍ POMŮCKY

Nabízíme rozmanité spektrum rehabilitačních a cvičebních pomůcek, které si můžete zakoupit v naší prodejně ve Zlíně a Uherském Hradišti s jejichž výběrem vám rádi pomůžeme.




• Balanční podložky



• Rehabilitační nafukovací míče



• Thera-Band posilovací guma



• Masážní míčky

REHABILITACE

Nabízíme komplexní rehabilitační péči:



PRO DĚTI



PRO DOSPĚLÉ



PO AMPUTACI



PRO SPORTOVCE

Fyzioterapie je zaměřena na terapii:

- skolióz
- škola chůze a individuální terapie u pacientů po amputaci, možnost terapie i v domácím prostředí
- stavů po TEP a CKP (výměna kloubů končetin)
- podiatrická poradna
- funkčních poruch pohybového systému
- poúrazových stavů končetin a trupu
- stavů po CMP a jiných neurologických onemocněních
- inkontinence (stresová, smíšená forma)



ORP - ortopedický protetik **ORT** - ortoped **REH** - rehabilitační lékař **CHR** - chirurg
NEU - neurolog **PCH** - plastický chirurg **S7** - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

Zlín

Ševcovská 5487, 760 01 Zlín

Mgr. Radka Silnicová

fyzioterapeut - vedoucí pobočky
(*protézy, ortézy, rehabilitace, individuální konzultace*)

Mobil: +420 604 261 657

Pevná linka: +420 577 011 866

(ortopedické vložky, ortopedická obuv)

Otevírací doba:

Pondělí 7:30 - 15:30

Úterý 7:30 - 15:30

Středa 7:30 - 18:00

Čtvrtek 7:30 - 15:30

Pátek 7:30 - 14:30



Uherské hradiště

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

Radek Snášil

ortopedický technik
(*protézy, ortézy, individuální konzultace*)

Mobil: +420 604 669 263

Pevná linka: +420 572 552 640

(ortopedické vložky, ortopedická obuv)

Otevírací doba:


Pondělí: 7:00 - 15:00

Úterý: 7:00 - 15:00

Středa: 7:00 - 17:00

Čtvrtek: 7:00 - 15:00

Pátek: 7:00 - 13:00



Brno

Olomoucká 648/29, 618 00 Brno-Černovice

Bc. Libor Cypris, DiS.

ortotik - protetik, fyzioterapeut
(*protézy, ortézy, individuální konzultace*)

Mobil: +420 605 864 096

Otevírací doba:

Pondělí: 17:00 - 18:00

Úterý: 8:00 - 18:00

Středa: 8:00 - 10:00

Čtvrtek: 8:00 - 16:00

Pátek: 12:00 - 14:00





aorto@aorto.cz

www.aorto.cz